

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 01:07

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/autoklaw-yeson-serii-3pv-p-6.html>

Autoklaw YESON serii 3PV



Cena brutto	5 390,00 zł
Cena netto	4 990,74 zł

Opis produktu

Autoklaw dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich.

Dostępne pojemności: 12, 18, 22 litry

Europejska klasa B.

Najważniejsze parametry:

- Komora z nierdzewnej stali
- Wbudowana drukarka termiczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Filtr bakteriologiczny
- Łatwa obsługa
- 5 gotowych programów pracy
- Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę
- Opcja regulacji czasu poszczególnych faz programów
- Programy testowe - test Bowie & Dick, test Helix, test próżni
- Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu
- Moc 1,7 kW
- Wymiary dla modeli 12 i 18 litrów: 66 x 44,5 x 39 cm
- Wymiary dla modelu 22 litry: 70 x 44,5 x 39 cm
- Europejski certyfikat CE
- Gwarancja 24 miesiące

Cena nie zawiera kosztów dostawy i montażu urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność: 12 litrów , 18 litrów (+ 220,00 zł) , 22 litry (+ 390,00 zł)