

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 12:09

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/carlo-de-giorgi-12y-p-50.html>

Carlo De Giorgi - 1/2Y



Cena brutto	460,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	425,93 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	32.F0112
------------------	-----------------

Opis produktu

32F0112

Dwudrożna, jałowa rurka do podawania cieczy na końcówkę mikrosilnika.
Dopasowana do mocowania w urządzeniu, z końcówką do pojemnika z płynem.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.