

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 18:29

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/elcomed-nobel-innova-straumann-12y-p-51.html>

Elcomed / Nobel / Innova / Straumann - 1/2Y



Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	444,44 zł
Numer katalogowy	32.F0159

Opis produktu

32.F0159 - na zamówienie.

Dwudrożna, jałowa rurka do podawania cieczy na końcówkę mikrosilnika.

Dopasowana do mocowania w urządzeniu, z końcówką do pojemnika z płynem.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.