

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 07:28

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/katnica-redukcyjna-321-p-404.html>

Kątnica redukcyjna 32:1



Cena brutto	3 680,00 zł
Cena netto	3 407,41 zł
Numer katalogowy	5201

Opis produktu

Prostnica kątowa z przekładnią obniżającą prędkość obrotową 32:1.

- z dyszą zraszającą
- długość całkowita 100-110 mm
- zielony pierścień
- przeznaczona dla narzędzi dentystycznych