

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/kirety-gracey-1-w-kodzie-kolorowym-618set-p-157.html>



Kirety Gracey 1 w kodzie kolorowym / 618/SET

Cena brutto	1 038,00 zł
Cena netto	961,11 zł
Numer katalogowy	618/SET

Opis produktu

Oznaczone kolorowym kodem trzonki ze **stali nierdzewnej**.

Średnica 8 mm.

Zestaw 8 kiret - końcówki z wysokogatunkowej stali INOX:

- 1/2 - żółty - delikatne zagięcia do siekaczy i kłów
- 3/4 - czerwony - zwykłe zagięcia do siekaczy i kłów
- 5/6 - niebieski - do zębów przednich i przedtrzonowych
- 7/8 - zielony - dla policzkowej i językowej powierzchni przedtrzonowców i trzonowców
- 9/10 - biały - dla policzkowej i językowej powierzchni przedtrzonowców i trzonowców
- 11/12 - czarny - dla przyśrodkowej powierzchni tylnych zębów
- 13/14 - brązowy - dla dalszej powierzchni z tyłu zębów
- 15/16 - fioletowy - tylne, od strony języka