

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 14:50

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/mikro-pila-wzdłużna-mss-5000-p-407.html>

Mikro-piła wzdłużna MSS 5000



Cena brutto	5 124,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 744,44 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	5040
------------------	-------------

Opis produktu

Mikro-piła wzdłużna bez brzeszczotów.

- ze sprzęgłem INTRA
- zdejmowana rura płuczkowa
- klucz widełkowy
- zalecana maksymalna prędkość obrotów silnika 20 000 obr./min.
- według ISO3964

Zobacz: [Brzeszczoty, pilniki](#)