

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/mikro-pila-z-osseo-skalpelem-sagittal-mos-5000-p-408.html>

Mikro-piła z osseo-skalpelem SAGITTAL / MOS 5000



Cena brutto	5 124,00 zł
Cena netto	4 744,44 zł
Numer katalogowy	5110

Opis produktu

Osseo-skalpel.

- mikro piła z cięciem strzałkowym
- koncentrator wahadłowy szczególnie przydatny do trójwymiarowego cięcia
- bez brzeszczotów
- ze sprzęgłem INTRS wg ISO 3964
- rura zraszająca
- z kluczem widelkowym
- zalecana max. liczba obrotów silnika 20 000 obr./min.

Zobacz: [Brzeszczoty, pilniki](#)