

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/mikrodlutko-endodontyczne-dosiebne-i-odsiebne-p-370.html>



Mikrodlutko endodontyczne dosiebne i odsiebne

Cena brutto	290,00 zł
Cena netto	268,52 zł
Numer katalogowy	SP-016-001-PMS / SP-016-002-PMS

Opis produktu

Długość całkowita: 205 mm
Długość części pracującej: 7 mm
Szerokość części pracującej: 0,6 mm

Wybierz model:

- a - dosiebny
- b - odsiebny

Parametry użytkowe:

Stal nierdzewna o plastycznych właściwościach umożliwiającą dogięcie mikrodlutka do kształtu kanału korzeniowego
Długa, cienka i ostro zakończona część pracująca umożliwiającą wprowadzenie mikrodlutka głęboko do wnętrza kanału korzeniowego bez zasłaniania pola widzenia w mikroskopie
Część pracująca w kształcie mikrodlutka: półokrągły przekrój poprzeczny i ostra krawędź tnąca na szczycie
Lekka, ergonomiczna i antypoślizgowa rękojeść o dużej średnicy z wyprofilowanymi nacięciami ułatwiającymi stabilny uchwyt instrumentu

Zastosowanie:

Do rozklinowywania i obruszania fragmentów złamanych instrumentów endodontycznych lub ćwieków srebrnych w kanałach korzeniowych.

Technika:

Część pracującą mikrodlutka wprowadza się pomiędzy ścianę kanału korzeniowego a złamany i zaklinowany fragment instrumentu endodontycznego. Mikrodlutko powinno być skierowane wklęsłą powierzchnią w stronę usuwanego instrumentu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: a