

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 21:15

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/nozyczki-iris-zagiete-3543-an-p-226.html>



Nożyczki Iris - zagięte / 3543 AN

Cena brutto	280,00 zł
Cena netto	259,26 zł
Numer katalogowy	3543 AN

Opis produktu

Rozmiar: 110 mm

Jedno ostrze bardzo ostre, drugie delikatnie ząbkowane dla podtrzymania tkanki - jeden złoty pierścień ułatwia identyfikację.