

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/dp30-pompa-perystaltyczna-p-5.html>



DP30 - Pompa perystaltyczna

Cena brutto **7 015,00 zł**

Cena netto **6 495,37 zł**

Opis produktu

Pompa infuzyjna dostępna w wersjach: standard oraz z pedałem Vario.

- **Pedał w podstawowej wersji** ON/OFF pozwala uruchomić pompę (włączyć/wyłączyć) do parametru ustawionego na panelu sterującym unitu.

- **Pedał Vario** umożliwia stopniowe, w miarę nacisku na pedał zwiększanie prędkości do parametru ograniczonego ustawieniem na panelu sterującym. Podobnie zmniejszanie w miarę odpuszczania pedału. Można to porównać do pedału przyspieszenia w samochodzie.

Typ:	Dispenser DP 30
Zasilanie:	100/115/230 Volt at 50 – 60 Hz
Maksymalna moc:	40 VA
Przepływ cieczy:	1 – 17 l/h
Maksymalne ciśnienie:	1.5 bar
Szerokość/głębokość/wysokość:	260/250/110 mm
Waga, unit kontrolny:	2.5 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

sterownik: pedał standard - on/off , pedał Vario - płynna regulacja (+ 200,00 zł)