

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/igly-do-znieczulen-srodwiezadlowych-intralig-s-p-38.html>

## Igły do znieczuleń śródwieszadłowych Intralig-S



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>110,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>101,85 zł</b> |

### Opis produktu

Kompatybilne ze wszystkimi systemami znieczuleń dostępnymi na rynku (karpula, strzykawka, elektroniczne systemy znieczuleń).

Opatentowane asymetryczne, podwójne, długie, skośne ścięcie ostrza, umożliwia łatwiejsze i bezbolesne wnikanie w tkankę, unikając jej uszkodzenia, występującego przy tradycyjnych igłach.

Ułatwia wykonywanie znieczuleń śródwieszadłowych i poprawia ich skuteczność.

Dzięki zwiększonej sztywności zapobiega wyginaniu igły i wyciekaniu anestetyku.

Posiada wskaźnik optymalnego ustawienia - strzałka na nasadce igły.

Wskazuje jakie ustawienie ścięcia ostrza jest najbardziej odpowiednie dla uzyskania najlepszego efektu znieczulenia.

Dzięki takiemu oznaczeniu, zawsze łatwo zorientujemy się, gdzie znajduje się ścięcie.

Rozmiar:

Ø : 0,3 - 30 G

Długość: 9 mm

Ścięcie: podwójne długie skośne

Gwint: standard EU

Ilość w opakowaniu: 100 szt. jednorazowego użytku