

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/lampa-sufitowa-doswietlajaca-sl-slim-a-p-385.html>

Lampa sufitowa - doświetlająca SL-SLIM-A



Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł
Numer katalogowy	SL-SLIM-A

Opis produktu

Lampy doświetlająca do gabinetu stomatologicznego.

Do instalowania w suficie panelowym typu ARMSTRONG (wypełnienie dwóch paneli) lub odpowiednio przygotowanym kartonowo-gipsowym.

Należy zwrócić uwagę czy układ paneli umożliwia zainstalowanie lampy w wymaganym do zabiegów miejscu. Zasilacze lampy (seria RS) znajdują się na suficie.

Gwarancja: 36 miesięcy.

Dostępne wersje: **SL-SLIM-A-120x30-75W**

Moc:	75 Watt
Ilość LED:	196
Jasność:	8.040 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	1195x295x23mm
Wysokość zawieszenia:	2,5 - 3,3 m
Zasilacz:	RS 100/24

SL-SLIM-A-60x60-75W

Moc:	75 Watt
Ilość LED:	196
Jasność:	8.040 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	595x595x23mm
Wysokość zawieszenia:	2,5 - 3,3 m
Zasilacze:	RS 100/24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: 60x60 cm, 80W , 120x30 cm, 80W