

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/periotom-zestaw-868-kit-p-265.html>

Periotom - zestaw / 868 KIT



Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	398,15 zł
Numer katalogowy	868 KIT

Opis produktu

Uchwyt z 4 wymiennymi ostrzami, do ekstrakcji atraumatycznej zębów z minimalnymi uszkodzeniami otaczającej kości zębodołu.

Dzięki delikatnym ostrzom umożliwia ostrożne oderwanie dziąsła i więzadeł przyzębia.

Jego stosowanie jest szczególnie istotne przy stosowaniu implantów stomatologicznych.