

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 12:13

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/soluget-suni-12y-p-59.html>

Soluget / Suni - 1/2Y



Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	444,44 zł
Numer katalogowy	32.F0001

Opis produktu

32F0001
- Soluget 3000 / 2000
- Suni Satelec

Dwudrożna, jałowa rurka do podawania cieczy na końcówkę mikrosilnika.
Dopasowana do mocowania w urządzeniu, z końcówką do pojemnika z płynem.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.