

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 09:13

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/stolik-pod-aparature-2-p-416.html>



## Stolik pod aparaturę 2

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>750,00 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>609,76 zł</b> |
|------------|------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Numer katalogowy | <b>T2</b> |
|------------------|-----------|

### Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną 2-półkowy.  
Metalowy, malowany proszkowo w kolorze białym.

Realizacja: 1-3 dni

#### Dane techniczne:

---

wysokość: 870 mm  
długość: 475 mm  
szerokość: 400 mm  
odległość między półkami 1 i 2 - 38 cm  
półka górna 470x400 mm (wewnętrzny wymiar)  
półka dolna 470x290 mm (wewnętrzny wymiar)  
koła: 4 x 5cm, w tym 2 z blokadą