

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 16:44

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/asystor-iii-sgk-p-392.html>



## Asystor III SGK

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto    | <b>1 100,00 zł</b> |
| Cena netto     | <b>1 018,52 zł</b> |
| Kod producenta | <b>3SGK</b>        |

### Opis produktu

Trzy-szufladowy asystor wykonany z płyty MDF.

Blat z wgłębieniem, w które wpuszczona jest mleczna szyba.

Obudowa z laminowanej płyty pokrytej okleiną ABS.

Regulowana sprężyną gazową wysokość asystora.

#### Model z podstawą z tworzywa:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Szerokość           | 50 cm      |
| Głębokość           | 42,5 cm    |
| Regulacja wysokości | 83 - 95 cm |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**kolor:** biały połysk , caffè mat , czerwony , niebieski gładki , orange połysk , piasek mat , srebrna struktura , zielony gładki , zielony połysk , żółty , żółty połysk