

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/igly-do-znieczulen-srodwiezadlowych-intralig-s-p-38.html>

Igły do znieczuleń śródwiazadłowych Intralig-S



Cena brutto	110,00 zł
Cena netto	101,85 zł

Opis produktu

Kompatybilne ze wszystkimi systemami znieczuleń dostępnymi na rynku (karpula, strzykawka, elektroniczne systemy znieczuleń).

Opatentowane asymetryczne, podwójne, długie, skośne ścięcie ostrza, umożliwia łatwiejsze i bezbolesne wnikanie w tkankę, unikając jej uszkodzenia, występującego przy tradycyjnych igłach.

Ułatwia wykonywanie znieczuleń śródwiazadłowych i poprawia ich skuteczność.

Dzięki zwiększonej sztywności zapobiega wyginaniu igły i wyciekaniu anestetyku.

Posiada wskaźnik optymalnego ustawienia - strzałka na nasadce igły.

Wskazuje jakie ustawienie ścięcia ostrza jest najbardziej odpowiednie dla uzyskania najlepszego efektu znieczulenia.

Dzięki takiemu oznaczeniu, zawsze łatwo zorientujemy się, gdzie znajduje się ścięcie.

Rozmiar:

Ø : 0,3 - 30 G

Długość: 9 mm

Ścięcie: podwójne długie skośne

Gwint: standard EU

Ilość w opakowaniu: 100 szt. jednorazowego użytku