

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/zgrzewarka-impulsowa-pakietow-papierowo-foliowych-p-401.html>



Zgrzewarka impulsowa pakietów papierowo-foliowych

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł

Opis produktu

Nowoczesna zgrzewarka impulsowa o niskim poborze energii, pomocna w przygotowaniu pakietów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji narzędzi w autoklawie. Prowadzenie sterylizacji w pakietach jest uznawane za szczególnie efektywną, bezpieczną i wygodną metodę. Pozwala na przechowanie sterylnych narzędzi przez dłuższy czas po przeprowadzonym procesie. Zgrzewarka może być wykorzystywana do zamykania gotowych opakowań, albo rękawów w rolkach o maksymalnej szerokości 250 mm.

Istnieje możliwość zawieszenia urządzenia na ścianie.

Precyzyjne odcięcie potrzebnego odcinka rękawa umożliwia dwustronny nóż zainstalowany w sposób bezpieczny dla operatora.

Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia.

Obudowa o nowoczesnym wyglądzie z solidnego i łatwego w czyszczeniu tworzywa.

Dane techniczne:

- napięcie 230 V / 50 Hz
- moc 100 W
- maksymalna długość zgrzewu 250 mm
- szerokość zgrzewu 10 mm
- wymiary: D. 445 x Sz. 325 x W. 205 mm
- waga urządzenia 5 kg
- gwarancja 12 miesięcy