

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 06:37

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/anthogyr-p-47.html>

Anthogyr



Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	444,44 zł
Numer katalogowy	32.F014(x)

Opis produktu

32F014(x) - na zamówienie.

Jałowa rurka do podawania cieczy na końcówkę mikrosilnika.

Dopasowana do mocowania w pompie perystaltycznej fizjodyspensera, z końcówką do pojemnika z płynem.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

model: 32.F0141 , 32.F0142 , 32.F0148 (1/2Y)