

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 08:00

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/autoklaw-yeson-serii-3pv-8-litrow-p-397.html>

Autoklaw YESON serii 3PV - 8 litrów



Cena brutto	5 740,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 314,81 zł
------------	--------------------

Opis produktu

Autoklaw dedykowany dla gabinetów stomatologicznych i lekarskich.

Pojemność: 8 litrów

Europejska klasa B.

Najważniejsze parametry:

- Komora z nierdzewnej stali
- Wbudowana drukarka termiczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Filtr bakteriologiczny
- Łatwa obsługa
- 5 gotowych programów pracy
- Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, bawełnę
- Opcja regulacji czasu poszczególnych faz programów
- Programy testowe - test Bowie & Dick, test Helix, test próżni
- Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu
- Moc 1,7 kW
- Wymiary: 53,5 x 36,5 x 32 cm
- Europejski certyfikat CE
- Gwarancja 24 miesiące

Cena nie zawiera kosztów dostawy i montażu urządzenia.