

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/destylarka-p-398.html>

Destylarka



Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł

Opis produktu

Popularna destylarka wody znana z solidnej konstrukcji i estetycznego wyglądu. Działanie oparte na chłodnicy z wymuszonym obiegiem powietrza.

Zastosowanie:

Do wytwarzania wody destylowanej wyższej jakości niż demineralizowana chemicznie, w celu zapewnienia niezawodnego działania różnorodnych urządzeń.
Niezastąpiona w gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, warsztatach samochodowych, restauracjach, hotelach, barach.

Otrzymana woda destylowana stosowana jest do:

- autoklawów i unitów stomatologicznych
- nawilżaczy powietrza
- rozcieńczania alkoholi i innych płynów
- uzupełniania płynów w akumulatorach kwasowych
- w ekspresach ciśnieniowych (przygotowanie gorących napojów)

Zawartość opakowania:

- destylarka
- zbiornik na wodę z łącznikiem i filtrem
- przewód zasilający
- proszek czyszczący
- instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne:

zasilanie 230V (220-240V)

pobór mocy 750W

pojemność zbiornika na wodę 4 litry

wydajność- ok. 1 litr na godzinę