

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/igly-do-zniecztranskortykalnych-profilowane-transcort-s-p-36.html>



Igły do zniecz.transkortykalnych profilowane Transcort-S

Cena brutto	125,00 zł
Cena netto	115,74 zł

Opis produktu

Igły zalecane do znieczuleń transkortykalnych przy użyciu mikroprocesorowych systemów znieczuleń - QuickSleeper.

Igły Transcort-S nacinają tkankę w przeciwieństwie do tradycyjnych igieł, które szarpią i kaleczą ją podczas penetracji.

Specjalnie profilowane ostrza igły Transcort-S (asymetryczne ścięcia), pozwalają na bezbolesną penetrację błony śluzowej i usprawniają proces przechodzenia przez tkankę twardą.

Transcort-S posiada widoczny wskaźnik w postaci strzałki na nasadce igły.

Pokazuje on optymalne ułożenie ścięcia do znieczulenia, umożliwiając bezbolesne znieczulenie dziąsła, nawet u dzieci.

Stosowanie znieczulenia powierzchniowego nie jest już konieczne.

Ø : 0,4 - 27 G

Długość: 16 mm

Ścięcia: asymetryczne potrójne

Gwint: standard EU

Ilość w opakowaniu: 100 szt. jednorazowego użytku