

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/igly-do-znieczulen-dht-nerve-block-injection-p-446.html>



## Igły do znieczuleń DHT Nerve Block Injection

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>125,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>115,74 zł</b> |

### Opis produktu

Kompatybilne ze wszystkimi systemami znieczuleń dostępnymi na rynku (karpula, strzykawka, elektroniczne systemy znieczuleń).

Opatentowane asymetryczne, podwójne, długie, skośne ścięcie ostrza, umożliwia łatwiejsze i bezbolesne wnikanie w tkankę, unikając jej uszkodzenia, występującego przy tradycyjnych igłach.

Dzięki zwiększonej sztywności zapobiega wyginaniu igły i wyciekaniu anestetyku.

Posiada wskaźnik optymalnego ustawienia.

Wskazuje jakie ustawienie ścięcia ostrza jest najbardziej odpowiednie dla uzyskania najlepszego efektu znieczulenia. Dzięki takiemu oznaczeniu, zawsze łatwo zorientujemy się, gdzie znajduje się ścięcie.

Rozmiar:

Ø : 0,4 - 27 G

Długość: 35 mm

Ścięcie: podwójne długie skośne

Gwint: standard EU

Ilość w opakowaniu: 100 szt. jednorazowego użytku