

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 06:30

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/katnica-redukcyjna-161-p-403.html>

Kątnica redukcyjna 16:1



Cena brutto	3 626,00 zł
Cena netto	3 357,41 zł
Numer katalogowy	5200

Opis produktu

Prostnica kątowa z przekładnią obniżającą prędkość obrotową 16:1

- z dyszą zraszającą
- długość całkowita 100-110 mm
- zielony pierścień
- przeznaczona dla narzędzi dentystycznych