

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/kirety-gracey-2-w-kodzie-kolorowym-z-aluminiowymi-trzonkami-625set-alu-p-158.html>



## Kirety Gracey 2 w kodzie kolorowym z aluminiowymi trzonkami / 625/SET ALU

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>970,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>898,15 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>625/SET ALU</b> |

### Opis produktu

Komplet kiret z aluminiowymi trzonkami.  
Oznaczone kolorowym kodem. .

Zestaw 8 kiret - końcówki z wysokogatunkowej stali INOX:

- 1/2 - żółty - delikatne zagięcia do siekaczy i kłów
- 3/4 - czerwony - zwykłe zagięcia do siekaczy i kłów
- 5/6 - niebieski - do zębów przednich i przedtrzonowych
- 7/8 - zielony - dla policzkowej i językowej powierzchni przedtrzonowców i trzonowców
- 9/10 - biały - dla policzkowej i językowej powierzchni przedtrzonowców i trzonowców
- 11/12 - czarny - dla przyśrodkowej powierzchni tylnych zębów
- 13/14 - brązowy - dla dalszej powierzchni z tyłu zębów
- 15/16 - fioletowy - tylne, od strony języka