

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/lampa-sufitowa-sl-top-120x60-p-390.html>

Lampa sufitowa SL-TOP-120x60



Cena brutto	3 000,00 zł
Cena netto	2 439,02 zł
Numer katalogowy	SL-TOP-120x60

Opis produktu

Lampy do gabinetu stomatologicznego.
Możliwość montażu na suficie dowolnego rodzaju.

Montowana bezpośrednio do sufitu wykonanego z betonu, karton-gipsu lub kasetonowego.
Zasilacze lampy (seria PLN) znajdują się wewnątrz obudowy gdy jest zakładana na sufit betonowy.
W innych przypadkach istnieje możliwość umieszczenia zasilaczy (seria RS) nad sufitem.

Gwarancja: 36 miesięcy.

Dostępne wersje: **SL-TOP-120x60-120W**

Moc:	120 Watt
Ilość LED:	294
Jasność:	12.840 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	1200x600x60 mm
Wysokość zawieszenia:	2,5 - 2,7 m
Zasilacze:	2 x PLN 60/24

SL-TOP-120x60-150W

Moc:	150 Watt
Ilość LED:	392
Jasność:	16.070 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	1200x600x60 mm
Wysokość zawieszenia:	2,7 - 2,9 m
Zasilacze:	2 x PLN 100/24

SL-TOP-120x60-160W

Moc:	160 Watt
Ilość LED:	392
Jasność:	17.640 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	1200x600x60 mm
Wysokość zawieszenia:	2,9 - 3,1 m
Zasilacze:	2 x PLN 100/24

SL-TOP-120x60-175W

Moc:	175 Watt
Ilość LED:	392
Jasność:	18.820 lm
Temp. barwy:	5.000 °K.
Wymiary:	1200x600x60 mm
Wysokość zawieszenia:	3,1 - 3,3 m
Zasilacze:	2 x PLN 100/24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: 120x60 cm -120W , 120x60 cm -150W (+ 200,00 zł), 120x60 cm -160W (+ 200,00 zł), 120x60 cm -175W (+ 200,00 zł)