

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/mikro-pila-oscylacyjna-oms-5000-p-406.html>

Mikro-piła oscylacyjna OMS 5000



Cena brutto	5 124,00 zł
Cena netto	4 744,44 zł
Numer katalogowy	5090

Opis produktu

Wahadłowa mikro-piła, bez brzeszczotów.

- ze sprzęgłem INTRA wg ISO 3964
- rura zraszająca, z kluczem widelkowym
- zalecana max. liczba obrotów silnika 15 000 wahadeł/min.

Niewielka grubość blaszki brzeszczotów umożliwia bardzo delikatne cięcie, grubość blaszki 0,4 mm

Zobacz: [Brzeszczoty, pilniki](#)