

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/mikrozglebnik-endodontyczny-zagiety-i-prosty-p-372.html>



Mikrozgłębnik endodontyczny zagięty i prosty

Cena brutto	240,00 zł
Cena netto	222,22 zł
Numer katalogowy	SP-015-195-ZMS / SP-015-205-PMS

Opis produktu

Długość całkowita: 205 mm (prosty), 195 mm (zagięty)

Długość części pracującej: 30 mm

Średnica części pracującej: 0,5 mm

Wybierz model:

a - prosty **SP-015-205-PMS**

b - zagięty **SP-015-195-ZMS**

Parametry użytkowe:

Stal nierdzewna o plastycznych właściwościach umożliwiającym dogięcie mikrozgłębnika do kształtu kanału korzeniowego. Długa, cienka i ostro zakończona część pracująca umożliwiającą wprowadzenie mikrozgłębnika głęboko do wnętrza kanału korzeniowego bez zasłaniania pola widzenia w mikroskopie.

Lekka, ergonomiczna i antypoślizgowa rękojeść o dużej średnicy z wyprofilowanymi nacięciami ułatwiającymi stabilny uchwyt instrumentu.

Zastosowanie:

Do identyfikacji wejść do kanałów korzeniowych oraz do ustalania pozycji i siły zaklinowania złamanych instrumentów endodontycznych lub ćwieków srebrnych w kanałach korzeniowych.

Technika:

W celu uzyskania swobodnego dostępu do pola zabiegowego pod mikroskopem należy zgłębnik odpowiednio dogiąć do kształtu kanału korzeniowego za pomocą np. specjalnego klucza do doginania kaniul z płynną gutaperką lub za pomocą linijki endodontycznej firmy Dentsply-Mailleffer wyposażonej w 2 bolce służące do doginania instrumentów endodontycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: a