

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 08:28

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/mlotek-chirurgiczny-200-partsch-951-p-199.html>



Młotek chirurgiczny - 200, Partsch / 951

Cena brutto	236,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	218,52 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	951
------------------	------------

Opis produktu

Młotek chirurgiczny wykonany ze stali nierdzewnej z ołowianym rdzeniem.

- materiał: stal INOX
- długość: 180 mm
- średnica: 22 mm
- waga: 200 g