

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 07:49

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/nozyczki-la-grange-3549-an-p-232.html>



Nożyczki La Grange / 3549 AN

Cena brutto	351,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	325,00 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	3549 AN
------------------	----------------

Opis produktu

Rozmiar: 110 mm

Jedno ostrze bardzo ostre, drugie delikatnie ząbkowane dla podtrzymania tkanki - jeden złoty pierścień w celu łatwiejszej identyfikacji