

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 06:56

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/peseta-tc-adson-1015-tc-p-293.html>



Pęseta TC Adson / 1015 TC

Cena brutto	336,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	311,11 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	1015 TC
------------------	----------------

Opis produktu

Pęseta anatomiczna Adson.
Części robocze wzmacniane wkładką z węgliku wolframu - TC.

Długość: 120 mm

Nazwy: pęseta, pinceta