

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/smarownica-do-koncovek-stomatologicznych-p-441.html>



Smarownica do końcówek stomatologicznych

Cena brutto	2 490,00 zł
Cena netto	2 024,39 zł

Opis produktu

Urządzenie do oliwienia końcówek stomatologicznych – prostnic i kątnic. Oliwiarka smaruje i czyści jednocześnie 3 końcówki

Konserwacja, czyszczenie i smarowanie końcówek przebiega szybko i jest wygodne i wydłuża żywotność końcówek stomatologicznych.

Smarownicę podłącza się do źródła sprężonego powietrza za pośrednictwem filtra. Podczas smarowania uruchamiany jest rotor, co zapewnia dokładne czyszczenie i oliwienie.

Trzy automatyczne programy pracy są dostosowane do smarowania różnych końcówek:

- Program S - dla turbin, czas trwania 35 s
- Program L - dla mikrosilników pneumatycznych oraz kątnic, czas trwania 45 s
- Program E - dla kątnic zwalniających, czas trwania 50 s

Wykonanie procesu smarowania jest zalecane przed sterylizacją, pozwala je odpowiednio przygotować i ma wpływ na trwałość końcówek.

Dane techniczne:

Moc: 50 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Wymiary: 260 x 260 x 345 mm

Masa: 5.8 kg