

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/stolik-do-instrumentow-chirurgicznych-mayo-p-427.html>



Stolik do instrumentów chirurgicznych MAYO

Cena brutto	5 600,00 zł
Cena netto	5 185,19 zł

Opis produktu

Stolik do instrumentarium wykorzystywany podczas zabiegów i operacji.
W całości wykonany z nierdzewnej stali kwasoodpornej.

Pogłębiony blat, podnoszony hydraulicznie pedałem nożnym.
Obracany blat w zakresie 360°.

Podstawa w kształcie litery T na kołach z możliwością blokady kół.

Realizacja: około 6 tygodni

Dane techniczne:

Długość	75 cm
Szerokość	50 cm
Regulacja wysokości	95 - 132 cm
Obrót blatu wokół osi	360°
Koła	7,5 cm pojedyncze x 3 (opcje)
Blokada kół	x 2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: standard , z łatwo demontowanym blatem (+ 400,00 zł)

koła: pojedyncze 7,5cm , podwójne 7,5cm (+ 315,00 zł), podwójne 10cm (+ 420,00 zł)