

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/stolik-do-instrumentow-elektrycznie-sterowany-mayo-p-428.html>



Stolik do instrumentów elektrycznie sterowany MAYO

Cena brutto **6 200,00 zł**

Cena netto **5 740,74 zł**

Opis produktu

Stolik do instrumentarium wykorzystywany podczas zabiegów i operacji.
W całości wykonany z nierdzewnej stali kwasoodpornej.

Pogłębiony blat, podnoszony elektrycznie - sterowanie przyciskami umieszczonymi w podstawie stolika.
Obracany blat w zakresie 360°.

W opcji dostępna wersja ze łatwo zdejmowanym blatem, jednym ruchem dźwigni - umożliwia dokładniejszą dezynfekcję.
Podstawa w kształcie litery T na kołach z możliwością blokady kół.

Realizacja: około 6 tygodni

Dane techniczne:

Długość	75 cm
Szerokość	50 cm
Regulacja wysokości	91 - 131 cm
Obrót blatu wokół osi	360°
Koła	7,5 cm pojedyncze x 3 (opcje)
Blokada kół	x 2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: standard , z łatwo demontowanym blatem (+ 400,00 zł)

koła: pojedyncze 7,5cm , podwójne 7,5cm (+ 315,00 zł), podwójne 10cm (+ 420,00 zł)