

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/stolik-na-instrumentarium-z-nierdzewnym-blatem-p-430.html>



Stolik na instrumentarium z nierdzewnym blatem

Cena brutto **1 990,00 zł**

Cena netto **1 842,59 zł**

Opis produktu

Blat z blachy nierdzewnej z zagiętymi do góry rantami.
Stelaż malowany proszkowo na biało.
Regulacja blatu góra-dół bez możliwości obracania wokół osi.

Dostępna również wersja wykonana w całości ze stali nierdzewnej (wybór w opcjach).

Realizacja: około 6 tygodni

Dane techniczne:

Długość	75 cm
Szerokość	50 cm
Regulacja wysokości	80 - 130 cm
Koła	8 cm x 4
Blokada kół	x 2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: podstawa malowana proszkowo , w całości ze stali nierdzewnej (+ 390,00 zł)