

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 06:10

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/stolik-na-narzedzia-chirurgiczne-p-429.html>



Stolik na narzędzia chirurgiczne

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Numer katalogowy	T14

Opis produktu

Stolik do instrumentów medycznych.
Malowany proszkowo.
Błat regulowany w zakresie wysokości i obrotu względem podstawy.
Podstawa w kształcie litery H.

Realizacja: 1-3 dni

Dane techniczne:

regulowana wysokość od 800 do 1200 mm.
długość 650 mm
szerokość 450 mm
koła: x 4
blokady na kołach: x 2