

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/stolik-pod-aparature-medyczna-4-polkowy-p-422.html>



Stolik pod aparaturę medyczną 4 półkowy

Cena brutto **1 450,00 zł**

Cena netto **1 342,59 zł**

Numer katalogowy **4P**

Opis produktu

Stolik pod aparaturę medyczną na aluminiowym stelażu umożliwiającym regulację wysokości czterech półek. Półki zabezpieczone rantem w tylnej lub przedniej części w zależności od tego jak je zamontujemy. Możliwość zamocowania półki z lekkim przechyleniem do przodu lub do tyłu.

Elementy malowane proszkowo:

- półka stalowa
- stelaż aluminiowy
- podstawa stalowa

Standardowy kolor lakieru: biały

Możliwość wyboru innego koloru według palety RAL.

Profile boczne pozwalają na montaż dodatkowych akcesoriów.

Wyposażenie dodatkowe:

- wyciągnik kroplówki 2-wieszakowy z regulacją wysokości
- listwa zasilająca z 4 gniazdami
- szyna instrumentalna
- koszyk na akcesoria
- wyciągnik na kable
- wyciągnik przegubowy
- półka pod klawiaturę w formie wysuwanej szufladki
- uchwyt do worka na odpady

Realizacja: 3-5 tygodni

Dane techniczne:

szerokość	53 cm
głębokość	41 cm
wysokość całkowita	90 cm
koła	4 x 5 cm
koła z blokadą	2
półki (szerokość x głębokość)	4 x (45 x 32 cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: biały RAL9003 , aluminium RAL9006 (+ 60,00 zł), beżowy RAL1015 (+ 60,00 zł), brzoskwiniowy RAL1034 (+ 60,00 zł), czerwony RAL3000 (+ 60,00 zł), granatowy RAL5002 (+ 60,00 zł), kremowy RAL9001 (+ 60,00 zł), morski RAL5021 (+ 60,00 zł), niebieski ciemny RAL5017 (+ 60,00 zł), niebieski RAL5012 (+ 60,00 zł), perłowy RAL1013 (+ 60,00 zł), pomarańczowy

EMBE

Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
NIP: 9580311134

RAL2008 (+ 60,00 zł), róż intensywny RAL4003 (+ 60,00 zł), różowy jasny RAL3015 (+ 60,00 zł), seledynowy RAL6033 (+ 60,00 zł), szary RAL7035 (+ 60,00 zł), zielony jasny RAL6029 (+ 60,00 zł), zielony lekko RAL6027 (+ 60,00 zł), zielony RAL6018 (+ 60,00 zł), żółty RAL1018 (+ 60,00 zł)

koszyk na akcesoria: nie , dodaj (+ 299,00 zł)

listwa zasilająca: nie , dodaj (+ 160,00 zł)

szyna instrumentalna: nie , dodaj (+ 150,00 zł)

wysięgnik kroplówki: nie , dodaj (+ 250,00 zł)

wysięgnik przegubowy: nie , dodaj (+ 490,00 zł)

półka pod klawiaturę: nie , dodaj (+ 600,00 zł)

uchwyt do worka na odpady: nie , dodaj (+ 200,00 zł)