

Link do produktu: <https://www.embe-dent.pl/surtron-50-d-noz-do-elektrochirurgii-p-410.html>

SURTRON 50 D - nóż do elektrochirurgii



Cena brutto	3 699,00 zł
Cena netto	3 425,00 zł
Cena poprzednia	3 750,00 zł
Numer katalogowy	50D

Opis produktu

SURTRON 50 D przeznaczony do doraźnego użycia w zabiegach chirurgicznych wykonywanych w salach zabiegowych.

Urządzenie jest przewidziane do wykonywania cięć monopolarnych, cięć koagulacyjnych, funkcji koagulacji oraz funkcji bipolarnej koagulacji.

Elektroda pojedyncza bierna (neutralna).

Zastosowanie:

- zabiegi chirurgiczne
- stomatologia
- może być użyteczne również przy udzielaniu pierwszej pomocy

Wposażenie standardowe:

- Uchwyt wielorazowego użytku - F4814
- Zestaw elektrod (10szt.) 5cm - 00500.00
- Kabel łączący elektrodę bierną - 00404.02
- Elektroda bierna prętowa - 00403.01
- Przełącznik nożny, nie wodoodporny - 00300.00
- Kabel zasilający 2m 3x1mm SIE-IEC - 00100.03
- Polska instrukcja

Bezpieczeństwo:

EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2

Klasyfikacja elektryczna: I CF, MDD 93/42/WE Klasa: II b

Dane techniczne:

Kod produktu	10100.051
--------------	-----------

Maksymalna moc wyjściowa CUT	50 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / Coag 1	45 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa CUT / Coag 2	40 W → 400 Ω
Maksymalna moc wyjściowa COAG	600 kHz
Częstotliwość pracy	F
Neutralna elektroda	115-230 Vac
Moc do wyboru	50-60 Hz
Częstotliwość sieci	200 VA
Maksymalny pobór mocy	2.5 Kg
Waga	190x85x239 mm
Wymiary urządzenia SxWxG	